

Tonometer MTK (messtechnische Kontrolle)

Wie Sie uns erreichen:

T +49 (0) 7041/884-110
F +49 (0) 7041/884-159
E mail@dao-ag.de
W www.dao-ag.de

LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE,

vielen Dank, dass Sie sich für ein **Tonometer** der DAO entschieden haben.

Unsere Tonometer (Medizinprodukt Klasse 2b) müssen laut Medizinprodukte-Betreiberverordnung ab Kaufdatum alle 2 Jahre durch eine messtechnische Kontrolle (MTK) neu kalibriert werden.

Die Fristen beginnen mit Ablauf des Jahres, in dem das Tonometer in Betrieb genommen oder die letzte messtechnische Kontrolle durchgeführt wurde.

Diese MTK können Sie gerne durch unseren externen Dienstleister **Pitan Medizintechnik** bei Ihnen vor Ort durchführen lassen.

Vereinbaren Sie einfach einen **Termin unter 06404 403 9131** oder per Mail **info@pitmedi.de**.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre DAO